



ATTYLET® PLUS fortykningsmiddel

Toft Care har udviklet fortykningsmidlet ATTYLET PLUS med **amylaseresistente egenskaber**, som gør, at den fortykkede væske opretholder sin konsistens i munden, da den ikke nedbrydes af spyt.

Varenumre/salgsenheder:

- 3803131 – 8 dåser à 100 g
- 3803210 – 6 dåser à 400 g
- 3803340 – Spand à 2 kg
- 3803380 – Spand à 4 kg

Ingredienser:

Maltodextrin, fortykningsmiddel: xanthangummi, sødestof: erythritol

Anvendelsesmuligheder:

- Fortykning af supper, puréer, saftvand, juice og lign.
- Let opløseligt i alle former for kolde og varme væsker

Vejledende dosering pr. 100 ml:

1 strøgen 5 ml måleske = 2 g Attylet Plus

	Let fortykket Løber hurtigt gennem tænderne af en gaffel og efterlader en let belægning.	Moderat fortykket Drypper langsomt gennem tænderne af en gaffel	Meget fortykket Sidder fast og løber ikke gennem tænderne af en gaffel.
Vand	½ måleske pr. 100 ml	1 måleske pr. 100 ml	2 måleske pr. 100 ml
Kaffe	½ måleske pr. 100 ml	¾ måleske pr. 100 ml	2 måleske pr. 100 ml
Saft/juice	½ måleske pr. 100 ml	1 måleske pr. 100 ml	2 måleske pr. 100 ml
Danskvand/sodavand	½ måleske pr. 100 ml	¾ måleske pr. 100 ml	2 måleske pr. 100 ml
Øl	½ måleske pr. 100 ml	¾ måleske pr. 100 ml	2 måleske pr. 100 ml
Mælk (tilsæt lidt ad gangen)	¾ måleske pr. 100 ml	1¼ måleske pr. 100 ml	2 måleske pr. 100 ml

Brugsvejledning:

1. Hæld drikken op i et glas
2. Tilsæt den anbefalede mængde ATTYLET PLUS
3. Rør i drikken, så pulveret opløses. Lad drikken stå ca. 5 min., indtil den endelige konsistens opnås

Generel info:

- Glat struktur og klart udseende
- Anvendes direkte fra emballage
- 5 ml måleske medfølger
- God stabilitet ved frysning og optøning
- God stabilitet ved både lav og høj temperatur

Næringsværdi pr. 100 g:

Energi: 1199 kJ / 286 Kcal
 Fedt: 0 g
 heraf mættede fedtsyrer: 0 g
 Kulhydrat: 58 g
 heraf sukkerarter: 0 g
 Kostfibre: 28 g
 Protein: 0-1 g
 Salt: 3 g

Mineraler pr. 100 g

Kalium: 111 mg
 Phosphat: 64 mg
 Calcium: 11 mg
 Magnesium: 23 mg

Opbevaring: Køligt (max. 30°C) og tørt (max 70% luftfugtighed)

Holdbarhed: 14 mdr. fra produktionsdato

Sept.2018

