

ATTYLET® PLUS



VAREBESKRIVELSE

ATTYLET PLUS fortykningsmiddel har **amylaseresistente egenskaber**, som gør, at den fortykkede væske opretholder sin konsistens i munden, da den ikke nedbrydes af spyt.

INGREDIENSER

Maltodextrin, fortykningsmiddel: xanthangummi, sødestof: erythritol

NÆRINGSINDHOLD PR. 100 G

| | |
|--------------------------|------------------|
| Energi | 1199 kJ/286 Kcal |
| Fedt | 0 g |
| -heraf mættede fedtsyrer | 0 g |
| Kulhydrater | 58 g |
| -heraf sukkerarter | 0 g |
| Kostfiber | 28 g |
| Protein | 0-1 g |
| Salt | 3 g |

MINERALER PR. 100 G

| | | |
|---------------------------|-----|----|
| Calcium | 11 | mg |
| Kalium | 111 | mg |
| Fosfat (Fosfor ca. 39 mg) | 64 | mg |
| Magnesium | 23 | mg |

VARENUMRE/SALGSENHEDER

- 3803131 – 8 dåser à 100 g
- 3803210 – 4 poser à 400 g
- 3803340 – Spand à 2 kg
- 3803380 – Spand à 4 kg

ANVENDELSESMULIGHEDER

Let opløseligt i kolde og varme væsker
Fortykning af supper, puréer, saftvand, juice.

VEJLEDENDE DOSERING PR. 100 ML:

1 strøgen 5 ml måleske = 2 g Attylet Plus

| | Let fortykket Løber hurtigt gennem tænderne af en gaffel og efterlader en let belægning. | Moderat fortykket Drypper langsomt gennem tænderne af en gaffel | Meget fortykket Siddet fast og løber ikke gennem tænderne af en gaffel. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vand | ½ måleske pr. 100 ml | 1 måleske pr. 100 ml | 2 måleske pr. 100 ml |
| Kaffe | ½ måleske pr. 100 ml | ¾ måleske pr. 100 ml | 2 måleske pr. 100 ml |
| Saft/juice | ½ måleske pr. 100 ml | 1 måleske pr. 100 ml | 2 måleske pr. 100 ml |
| Danskvand/sodavand | ½ måleske pr. 100 ml | ¾ måleske pr. 100 ml | 2 måleske pr. 100 ml |
| Øl | ½ måleske pr. 100 ml | ¾ måleske pr. 100 ml | 2 måleske pr. 100 ml |
| Mælk (tilsæt lidt ad gangen) | ¾ måleske pr. 100 ml | 1½ måleske pr. 100 ml | 2 måleske pr. 100 ml |

BRUGSVEJLEDNING

1. Hæld drikken op i et glas
2. Tilsæt den anbefalede mængde ATTYLET PLUS
3. Rør i drikken, så pulveret opløses. Lad drikken stå ca. 5 min., indtil den endelige konsistens opnås
4. For at fortykke væske med Movicol, opløs Movicol i væsken og rør derefter Attylet Plus i. Blandingen skal henstå i cirka 4-5 min., så vil man opnå en fortykket konsistens.

OPBEVARING

Køligt (max. 30°C) og tørt

HOLDBARHED

24 mdr. fra produktionsdato

GENEREL INFORMATION

- Glat struktur og klart udseende
- Anvendes direkte fra emballage
- 5 ml måleske medfølger
- God stabilitet ved både lav og høj temperatur

Januar 2022